

Línea Desechable

Fresa Lindemann (Carburo)



La Fresa de Corte Lindemann es adecuada para realizar osteotomías en huesos y cartílago en lugares de acceso limitado.




1,6 mm



1,9 mm



Longitud de Corte



9,0 mm


15,2 mm

OPCIONES DE LONGITUD DE CORTE:

Ø1,6 mm: Longitud de corte 9,0 mm

Ø1,9 mm: Longitud de corte 15,2 mm

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490028



MATERIAL
CARBIDE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

