

Línea Desechable

Fresa Lindemann (Carburo)



La Fresa de Corte Lindemann es adecuada para realizar osteotomías en huesos y cartílago en lugares de acceso limitado.

Carburo: el carburo de tungsteno se destaca por su elevada dureza y resistencia, proporcionando cortes precisos y duraderos, incluso en materiales extremadamente duros. En el contexto de los productos para la salud, ofrece varias ventajas, principalmente en términos de durabilidad de corte y transferencia térmica.



diámetro

1,6 mm




diámetro

1,9 mm



Longitud de Corte



9,0 mm


15,2 mm

OPCIONES DE LONGITUD DE CORTE:

Ø1,6 mm: Longitud de corte 9,0 mm

Ø1,9 mm: Longitud de corte 15,2 mm

Tipos de Acoplamiento



ER-01



CARBIDE (CARBURO DE TUNGSTENO)

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490028



MATERIAL
CARBIDE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br