


Línea Desechable

# Micro Sierra Sagital




La Micro Sierra Sagital se utiliza frecuentemente en cirugía bucomaxilofacial y fragmentos pequeños para realizar osteotomías con alta precisión y control a través de oscilaciones en dirección longitudinal.

Modelo:  
**BLS-01**



LONGITUD "A"	24,0 mm	27,0 mm	28,0 mm	30,0 mm	35,0 mm	40,0 mm	45,0 mm
ANCHO "B"	7,0 mm		9,0 mm				
ESPESOR	0,5 mm						

## Tipos de Acoplamiento



### Información Técnica



REGISTRO ANVISA  
80482499009



MATERIAL  
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ  
5 AÑOS

