


Línea Desechable

Micro Sierra Sagital



La Micro Sierra Sagital se utiliza frecuentemente en cirugía bucomaxilofacial y fragmentos pequeños para realizar osteotomías con alta precisión y control a través de oscilaciones en dirección longitudinal.

Modelo:
BLS-01



LONGITUD "A"	24,0 mm	27,0 mm	28,0 mm	30,0 mm	35,0 mm	40,0 mm	45,0 mm
ANCHO "B"	7,0 mm	9,0 mm					
ESPESOR	0,5 mm						

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br