


Línea Desechable

Micro Sierra Reciprocante



La Micro Sierra Reciprocante se utiliza frecuentemente en cirugía bucomaxilofacial y fragmentos pequeños para realizar osteotomías con alta precisión y control a través de oscilaciones en dirección vertical.

Modelo:
BLR-01



ÁREA DE CORTE "A"	22 mm					27 mm				
LONGITUD DEL VÁSTAGO "B"	29,5 mm	40,0mm	42,7 mm	56,0 mm	60,0 mm	29,5 mm	40,0mm	42,7 mm	56,0 mm	60,0 mm
ESPESOR DE LA SIERRA	0,4 mm									

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
 80482499009



MATERIAL
 ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
 ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
 5 AÑOS

