


Línea Desechable


Sierra Micro Reciprocante



La Micro Sierra Reciprocante se utiliza frecuentemente en cirugía bucomaxilofacial y fragmentos pequeños para realizar osteotomías con alta precisión y control a través de oscilaciones en dirección vertical.



Modelo:
BLR-02



ÁREA DE
CORTE "A"

10,0 mm


20,0mm

30,0 mm

ESPESOR DE
LA SIERRA

0,3 mm

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

