

Línea Desechable

## Fresas Percutáneas (Mano Y Pie)

! Las Fresas Percutáneas son indicadas para procedimientos mínimamente invasivos en fragmentos pequeños con el objetivo de perforar, cortar, desbastar, acabamentos y raspado de huesos.

### Modelo

### Descritivo e Dimensões



Fresa Líneal recto para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 2,0mm x 13mm.



Fresa Líneal recto para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 2,2mm x 25mm.



Fresa Helicoidal recto para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 2,0mm x 8mm.




Fresa Helicoidal recto para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 2,2mm x 12mm.



Fresa Helicoidal recto para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 2,9mm x 13,2mm.





Fresa Helicoidal cónico para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 4,3mm x 13mm.



Fresa Helicoidal cónico para osteotomía percutánea  $\varnothing$ 5,0mm x 15mm.

## Tipos de Acoplamiento



### Información Técnica



REGISTRO ANVISA  
80482490025



MATERIAL  
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN  
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ  
5 AÑOS

