


Línea Permanente


Broca de Perforación Ortopédica



La Broca de Perforación Ortopédica es indicada para perforar agujeros precisos y controlados que permitan la fijación de dispositivos médicos, como tornillos, placas y varillas, para estabilizar fracturas y corregir deformidades óseas.



*Longitud según solicitud



∅ diámetro 1,0 mm	∅ diámetro 1,1 mm	∅ diámetro 1,5 mm	∅ diámetro 2,0 mm	∅ diámetro 2,4 mm			
∅ diámetro 2,5 mm	∅ diámetro 2,7 mm	∅ diámetro 2,8 mm	∅ diámetro 2,9 mm	∅ diámetro 3,0 mm		∅ diámetro 3,2 mm	∅ diámetro 3,5 mm
∅ diámetro 3,7 mm	∅ diámetro 3,8 mm	∅ diámetro 4,0 mm	∅ diámetro 4,2 mm	∅ diámetro 4,5 mm		∅ diámetro 4,7 mm	∅ diámetro 5,0 mm

Tipos de Acoplamiento


Información Técnica

 REGISTRO ANVISA
 80482490019

 MATERIAL
 ACERO INOXIDABLE

 ESTERILIZACIÓN
 N/A

 VALIDEZ
 N/A
