


## Kit Resector de Copa Acetabular



El Kit Resector de Copa Acetabular es un conjunto de instrumentos y herramientas utilizadas en conjunción con una cuchilla acetabular en procedimientos de reemplazo de cadera (artroplastia de cadera) o reparación de lesiones graves en esta región, facilitando la extracción o modificación del cartílago acetabular.



El kit se puede montar con piezas individuales

## Contenido del Kit

Ref	Qtd	Descrição
01	01 (Cada)	Cabeza central grande $\varnothing$ 42mm – 60mm
02	02 (Cada)	Cabeza central pequeña $\varnothing$ 22mm – 36mm
03	01	Llave de cardán hexagonal 3,5mm
04	01	Llave t 3,5mm
05	02	Eje fijo para cuchilla acetabular intercambiable
06	02	Osteótomo curvo 15°
07	01	Bandeja de esterilización

### Información Técnica



REGISTRO ANVISA  
80482490020



MATERIAL  
N/A



ESTERILIZACIÓN  
N/A



VALIDEZ  
N/A

