

Línea Permanente

## Broca de Perforación Flexible Acetabular



La Broca de Perforación Flexible acetabular es indicada para perforar la región acetabular en procedimientos ortopédicos de reemplazo de cadera (artroplastia de cadera). La flexibilidad de la broca permite a los cirujanos alcanzar ángulos y posiciones específicas de perforación, facilitando la inserción y fijación exitosas de implantes.

250 mm

260 mm

270 mm

280 mm


290 mm

300 mm

310 mm

320 mm

Longitud Total



diámetro


3,2 mm



diámetro

4,5 mm

## Tipos de Acoplamiento



### Información Técnica



REGISTRO ANVISA  
80482490019



MATERIAL  
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN  
N/A



VALIDEZ  
N/A

