


Línea Permanente

Broca de Perforación Flexible Acetabular




La Broca de Perforación Flexible acetabular es indicada para perforar la región acetabular en procedimientos ortopédicos de reemplazo de cadera (artroplastia de cadera). La flexibilidad de la broca permite a los cirujanos alcanzar ángulos y posiciones específicas de perforación, facilitando la inserción y fijación exitosas de implantes.

LONGITUD ÁREA DE CORTE "A"	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm
LONGITUD TOTAL "B"	205 mm	210 mm	215 mm	220 mm	225 mm	230 mm	235 mm	240 mm



ϕ diámetro	ϕ diámetro	ϕ diámetro	ϕ diámetro
3,2 mm	3,5 mm	3,8 mm	4,5 mm

Tipos de Acoplamiento



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499024



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
N/A



VALIDEZ
N/A

