

Línea Desechable

Fresa Acanalada Redonda (Carburo)



La Fresa Acanalada Redonda es indicada para el desbaste agresivo de huesos y cartílagos, con el fin de remover tumores osteocartilaginosos, realizar descompresiones en estructuras nerviosas o vasculares o preparar el area para la instalación de fijadores óseos y implantes.


Carburo: el carburo de tungsteno se destaca por su elevada dureza y resistencia, proporcionando cortes precisos y duraderos, incluso en materiales extremadamente duros. En el contexto de los productos para la salud, ofrece varias ventajas, principalmente en términos de durabilidad de corte y transferencia térmica.



*Longitud Según Solicitud



Tipos de Acoplamiento



CARBIDE (CARBURO DE TUNGSTENO)

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490028



MATERIAL
CARBIDE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br