


Linha Descartável

Micro Lâmina Sagital



A Micro Lâmina Sagital é frequentemente utilizada na cirurgia bucomaxilofacial e pequenos fragmentos para realizar osteotomias com alta precisão e controle através de oscilações no sentido longitudinal.

Modelo:
BLS-02



COMPRIMENTO
"A"

25,0 mm

LARGURA
"B"

6,0 mm

8,0 mm

10,0 mm

ESPESSURA

0,3 mm

Tipos de Engates



ER-01

Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br