


Línea Desechable

Micro Sierra Basal (Derecha / Izquierda)



La Sierra Basal es indicada en cirugías bucomaxilofaciales para procedimientos que requieren cortes óseos controlados y precisos, minimizando el daño a las estructuras adyacentes. Esta sierra es especialmente útil, ya que permite el acceso a áreas anatómicas complejas.



ANCHO DE LA
SIERRA "A"

9,85 mm

LONGITUD DEL
VÁSTAGO "B"

32,60 mm



LONGITUD DEL
VÁSTAGO "C"

44,20 mm

IZQUIERDA

DERECHA

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br