


Linha Descartável

Micro Lâmina Basal (Direita / Esquerda)



A lâmina reciprocante basal é indicada em cirurgias bucomaxilofaciais para procedimentos que exigem cortes ósseos controlados e precisos, minimizando danos a estruturas adjacentes, essa lâmina é especialmente útil pois permite acesso a áreas anatômicas complexas.



LARGURA
LÂMINA "A"

9,85 mm



COMPRIMENTO
HASTE "B"

32,60 mm

COMPRIMENTO
HASTE "C"

44,20 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br