



Línea Desechable

Micro Sierra Oscilante



La Sierra Oscilante se utiliza frecuentemente en la cirugía bucomaxilofacial para realizar osteotomías con alta precisión y control mediante oscilaciones en dirección longitudinal, especialmente en áreas de difícil acceso.



ANCHO DE LA SIERRA "A"	LONGITUD DE LA SIERRA "B"	ESPESOR "C"	LONGITUD TOTAL "C"
6,0 mm			
6,5 mm	10 mm 15 mm	0,4 mm	30 mm 45 mm
9,2 mm			

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br