



Linha Descartável

Micro Lâmina Oscilante





A Micro Lâmina Oscilante é frequentemente utilizada na cirurgia bucomaxilofacial para realizar osteotomias com alta precisão e controle através de oscilações no sentido longitudinal, especialmente em áreas de difícil acesso.



LARGURA LÂMINA "A"	COMPRIMENTO LÂMINA "B"	ESPESSURA LÂMINA "C"	COMPRIMENTO TOTAL "C"
6,0 mm	10 mm 15 mm	0,4 mm	30 mm 45 mm
6,5 mm			
9,2 mm			

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

