


Línea Desechable

Micro Raspadora Reciprocante



La Raspadora Reciprocante es un instrumento utilizado en la cirugía bucomaxilofacial para eliminar tejido óseo con precisión. Es especialmente útil en procedimientos como osteotomías, extracción de injertos óseos y cirugía ortognática, proporcionando cortes delicados y eficientes.



LONGITUD
TOTAL "A"

73,20 mm

LONGITUD DE
CORTE "B"


11,0 mm

14,0 mm


ANCHO DE
CORTE "C"

5,0 mm

7,0 mm



Tipos de Acoplamiento



ER-03

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br