



Linha Descartável

Micro Raspa Reciprocante



A micro raspa reciprocante é um instrumento utilizado em cirurgias bucomaxilofaciais para remover tecido ósseo de forma precisa. É especialmente útil em procedimentos como osteotomias, remoção de enxertos ósseos e cirurgias ortognáticas, proporcionando cortes delicados e eficiente.



COMPRIMENTO
"A"

73,20 mm

COMPRIMENTO
CORTE "B"

11,0 mm


14,0 mm

LARGURA
CORTE "C"

5,0 mm

7,0 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499009



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br