


Línea Desechable

Cánula de Desbridamiento Diamantada



La cánula de desbridamiento diamantada se utiliza en cirugías mínimamente invasivas, especialmente en artroscopias de columna, para raspar, pulir y dar acabado a los tejidos cartilaginosos y óseos, promoviendo la descompresión, la limpieza, la modelación y la precisión en el campo quirúrgico.


Modelos:




BCDD
001



BCDD
002



BCDDPL
001




BCDDPL
002



BCDDPF
001





BCDDPF
002



| | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| A | Diámetro Externo | 3,5 mm | | |
| B | Longitud | 300 mm | 330 mm | 360 mm |

Tipos de Acoplamiento



Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482499026



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDEZ
5 AÑOS

