



Linha Descartável

Cânula de Debridação Cortante




A cânula de debridação cortante é utilizada em cirurgias minimamente invasivas, especialmente em artroscopias de coluna para remover, cortar, perfurar e raspar tecidos cartilaginosos e ósseos, promovendo decompressão, limpeza, modelagem e precisão no campo cirúrgico.

Modelos:



A Diâmetro Externo	3,5 mm		
B Comprimento	300 mm	330 mm	360 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499025



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

