


Linha Descartável

Cânula de Debridação Diamantada



A cânula de debridação diamantada é utilizada em cirurgias minimamente invasivas, especialmente em artroscopias de coluna para raspar, polir e dar acabamento em tecidos cartilagosos e ósseos, promovendo decompressão, limpeza, modelagem e precisão no campo cirúrgico.


Modelos:




BCDD
001



BCDD
002



BCDDPL
001




BCDDPL
002



BCDDPF
001





BCDDPF
002



A	Diâmetro Externo	3,5 mm		
B	Comprimento	300 mm	330 mm	360 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499026



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS

