

Linha Permanente

Fresa Flexível Intramedular



A Fresa Flexível Intramedular é indicada para perfurar ossos de maneira precisa e controlada em procedimentos ortopédicos. Sua finalidade principal é a criação de canais intramedulares em ossos longos, como fêmur e tíbia, essa ferramenta possui a haste flexível para facilitar o acesso a áreas anatomicamente complexas e permite a remoção de osso de maneira eficiente, com o objetivo de facilitar a inserção de dispositivos médicos, como hastes intramedulares para estabilizar fraturas e promover a regeneração óssea adequada.

250 mm

275 mm

300 mm

325 mm

350 mm


375 mm

400 mm

450 mm

475 mm

500 mm




Ø INTERNO 3,0 mm

COMPRIMENTO TOTAL

6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	8,5 mm	9,0 mm
9,5 mm	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,5 mm	12,0 mm	12,5 mm
13,0 mm	13,5 mm	14,0 mm	14,5 mm	15,0 mm	15,5 mm	16,0 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482490019



MATERIAL
INOX



ESTERELIZAÇÃO
N/A



VALIDADE
N/A



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br