

Línea Permanente

Fresa Flexible Intramedular



La Fresa Flexible Intramedular es indicada para la creación de canales intramedulares en huesos largos, como el fémur y la tibia. Esta herramienta tiene un eje flexible para facilitar el acceso a áreas anatómicamente complejas y permite la extracción de hueso de manera eficiente, con el objetivo de facilitar la inserción de dispositivos médicos como varillas intramedulares para estabilizar fracturas y promover la regeneración ósea adecuada.

250 mm

275 mm

300 mm

325 mm

350 mm


375 mm

400 mm

450 mm

475 mm

500 mm




Ø INTERNO 3,0 mm

LONGITUD TOTAL

6,0 mm	6,5 mm	7,0 mm	7,5 mm	8,0 mm	8,5 mm	9,0 mm
9,5 mm	10,0 mm	10,5 mm	11,0 mm	11,5 mm	12,0 mm	12,5 mm
13,0 mm	13,5 mm	14,0 mm	14,5 mm	15,0 mm	15,5 mm	16,0 mm

Tipos de Acoplamiento



TRIANGULAR

Información Técnica



REGISTRO ANVISA
80482490019



MATERIAL
ACERO INOXIDABLE



ESTERILIZACIÓN
N/A



VALIDEZ
N/A



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br