



Linha Descartável

Cânula de Microdebridação Cortante




A cânula de microdebridação cortante é utilizada em cirurgias minimamente invasivas, principalmente nas áreas de ortopedia e otorrinolaringologia, com a finalidade de remover, cortar e/ou desbridar tecidos moles ou cartilaginosos de forma precisa e controlada.

Modelos:



A	Diâmetro Externo	4,5 mm	
B	Comprimento	95 mm	115 mm

Tipos de Engates



Informações Técnicas



REGISTRO ANVISA
80482499031



MATERIAL
INOX



ESTERILIZAÇÃO
ÓXIDO DE ETILENO



VALIDADE
5 ANOS



www.biometal.med.br



(19) 3495-2485



vendas@biometal.med.br